

JEDNORAZOWY ZESTAW LARYNGOSKOPOWY



zdjęcie poglądowe

- nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania
- w skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi, antypoślizgowymi żebrowaniami, które zapewniają stabilny chwyt
- zgodny z normą ISO 7376
- zestaw z zainstalowaną baterią, co pozwala na natychmiastowe użycie,
- możliwość szybkiego wyjęcia baterii po użyciu w celu bezpiecznej utylizacji,
- łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED, końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona, pogrubiona,
- na części metalowej łyżki po stronie wyprowadzenia światłowodu podane informacje: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, nazwa producenta, symbol „nie do powtórnego użycia”,
- opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z wyraźną linią zgrzewu
- pakowany pojedynczo
- produkt czysty mikrobiologicznie

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR
102-112-1ASC	1
102-103-2ASA	2
102-103-3ASA	3
102-103-4ASA	4
102-103-5ASA	5

PRODUCENT: Goldstar Medical Instruments

