

# WKŁAD FLOVAC

zadanie nr 64 poz. 1



Zdjęcie poglądowe

## PARAMETRY TECHNICZNE

- Jednorazowy miękki wkład wykonany z polietylenu
- Zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo-antybakteryjny, który działa również jako system antyprzelewowy
- Wkład kompatybilny z systemem Flovac
- Na pokrywie trzy porty (port pacjenta + zatyczka portu, port do kolejnego wkładu + zatyczka, port próżni wystający za obrys pokrywy)
- Przy pokrywie zamontowany uchwyt ułatwiający zdejmowanie pokrywy ze zbiornika wielorazowego
- Pojemność 2000ml