


Akcesoria do infuzji i transfuzji

Caresite – bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnych



Zastosowanie wyrobu: Do aspiracji, wstrzykiwania, wlewu grawitacyjnego lub podaży płynów i krwi za pomocą pomp, dożylnie po podłączeniu męskiego złącza typu Luer. Można stosować ze strzykawkami wysokociśnieniowymi przy maksymalnym ustawieniu ciśnienia równym 400 psi (2758 kPa) i maksymalnej szybkości przepływu równej 15ml/s. Stosować technikę aseptyczną.

- Bezigłowa zastawka o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji
- z przezroczystą obudową
- z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu
- z gładką powierzchnią membrany typu Split-Septum zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu
- prędkość przepływu 208 ml/h
- nie posiadająca metalowych elementów
- zakończona końcówkami luer-lock
- umożliwiającą stosowanie do 1000 dostępów
- zastawka posiada automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwii w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej
- zastawka nie zawierająca lateksu i DEHP
- dostępna w wersjach z drenem

Opis		Długość (cm)	Objętość wypełnienia (ml)	Średnica wew. drenu ø (mm)	Jednostka handlowa (szt)	Nr katalogowy
CARESITE -pojedyncza zastawka		-	0.22	-	100	415122-01
CARESITE z drenem o małej średnicy i zaciskiem na drenie		20	0.5	1.3	100	470100-01
CARESITE z drenem o standardowej średnicy i zaciskiem na drenie		15	0.9	2.8	100	470108-01
2xCARESITE z podwójnym drenem i 2 zaciskami		18	0.9	1.3	50	470106-01
2xCARESITE z podwójnym drenem, 2 zaciskami i BCV		22	1.6	1.3	100	470182
3x CARESITE z potrójnym drenikiem i 3 zaciskami		20	1.3	1.3	50	470160
3x CARESITE z potrójnym drenikiem i 3 zaciskami i 3 BCV		22	2.0	1.3	50	470161

pak 27 poz 2