

MASKA Z NEBULIZATOREM

Zadanie 18 poz. 3

Opis produktu:

- Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego PCV (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu.
- Pacjent nie odczuwa dyskomfortu podczas terapii ze względu na anatomiczny kształt maski, wysoką plastyczność materiału maski i metalowego klipsa nosowego
- Nebulizator zapewnia dostarczenie w głąb układu oddechowego wraz z oddechem pacjenta rozdrobnionego leku w postaci aerozolu, działając bezpośrednio na zmiany chorobotwórcze. Przepływ gazu 6-8 l/min. Rozbijają cząsteczki leku do wielkości 1-3 mikrona (średnio 2,7 um).
- Występuje w rozmiarach:



Opakowanie foliowe	REF:
XL – dla dorosłych	1002XL20005S11
L - młodzieżowa	1002L20005S11
M - pediatryczna	1002M20005S11
S - niemowlęca	1002S20005S11

- Ogranicza efekty uboczne przy zastosowaniu niższych dawek leku niż w leczeniu tradycyjnym, jednocześnie zapewnia szybsze działanie. Możliwość pracy w pionie jak i poziomie.
- Dren posiada wtopione podłużne paski wzmacniające powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu; „no-crush” . (tzw. Przekrój gwiazdkowy)
- Maska posiada otwory boczne ułatwiające wydech. Dren o długości min. 200 cm
- Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa)
- Maska posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy
- Nebulizator o pojemności 6cc (6ml) skalowany co 1cc (1 ml)
- Pakowana pojedynczo, widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu
- Jednorazowego użytku, sterylna (sterylizowana tlenkiem etylenu)
- Termin ważności 5 lat od daty produkcji

Producent: Hangzhou Rollmed Co., Ltd.

Bezpośredni importer: Cezetel – Poznań Sp. z o.o.