


MASKA TLENOWA Z DRENEM

- **Sterylny**



ZASTOSOWANIE:

- do podawania tlenu przez nos o średnim stężeniu. Przy zgięciu przewodu nie ma możliwości zatrzymania przepływu tlenu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z medycznego PVC
- składa się z maski, rurki tlenowej, uniwersalnego łącznika, gumki mocujące, posiada blaszkę na nos umożliwiającą odpowiednie dostosowanie do kształtu
- W 100% bez lateksu
- Dren o dł. 200 cm
- Przekrój gwiazdkowy odporny na zgięcia
- Dostępne w 5 rozmiarach: XS, S, M, L, XL
- pojedyncza zrywalna torebka foliowa: 1 sztuka
- Zawiera ftalany
- sterylne przez EO, jednorazowego użytku
- Opakowanie zbiorcze: 100 sztuk
- Numer katalogowy: YM-A001