



# Nakłucie i drenaż opłucnej

## Kody

Opakowanie / Karton

**625**  
15/160

### Doopłucnowy cewnik + Trokar 8cm

**Cewnik trokar do drenażu opłucnej dla neonatologii, pediatrii**

Przezroczysty, sztywny cewnik z PVC z oznaczeniami kontrastującymi w rtg.  
2 boczne otwory. Oznaczniki co centymetr.  
Proksymalny żeński łącznik Luer Lock  
Fr 08 - śr. 2,5 mm  
Fr 10 - śr. 3,3 mm



**626**  
20/180

### Doopłucnowy cewnik + Trokar 25cm

Przezroczysty, sztywny cewnik z PVC z oznaczeniami kontrastującymi w rtg.  
2 boczne otwory.  
Oznaczniki co 2 centymetry od 2 do 14cm.  
Uchwyt umożliwia wygodne trzymanie i kontrolowanie podczas wprowadzania.  
Fr 12 16



**635**  
10/180

### Doopłucnowy cewnik + Trokar 15cm

Opłucnowy cewnik trokar (PVC XRO).  
2 boczne otwory.  
Kołnierzyk umożliwiający mocowanie  
Oznaczniki na 5 i 10cm od dystalnej końcówki.  
Fr 12 14 18



**636**  
10/90

### Doopłucnowy cewnik + Trokar 28cm

Przezroczysty, sztywny cewnik z PVC z oznaczeniami kontrastującymi w rtg.  
2 boczne otwory.  
Kołnierzyk umożliwiający mocowanie  
Oznaczniki na 5, 10 i 15cm od dystalnej końcówki.  
Fr 14 18



**681**  
10/90  
10/150

### Easydrain

Cewnik do drenażu opłucnej umieszczany za pomocą igły wprowadzającej ze specjalnym rękawem.  
Igła i rękaw są usuwane i cewnik jest podłączany do kranika zamykającego.

Stożkowate połączenie jest wyposażone w podłączalny kranik zamykający do ssania lub zaworek.

- 1 igła wprowadzająca z integralnym rękawem
- 1 dren (PE - XRO)
- 1 trójdrożny kranik zamykający i łącznik z silikonowym rękawem
- 1 stożkowata nakładka

Kolorowe kody według rozmiarów.

KOD	Dren				Igła			Kolor
	Śr. (mm)	Fr	Dł. (cm)	Perforacje	Śr. (mm)	G	Dł. (mm)	
681.06	2	6	30	ponad 3cm	2.42	13	57	zielony
681.082	2.7	8	40	ponad 4cm	3.32	10	77	żółty



Wszystkie produkty:

- nie zawierają lateksu
- nie zawierają ftalanów
- są wolne od produktów odzwierzęcych
- są sterylne, jednorazowego użytku
- są pakowane pojedynczo



Value Life