



Drenaż opłucnej

Kody
Opakowanie / Karton

669.10
25/150

Pojedynczy zawór do drenażu piersiowego, typ Heimlicha



668.00
20/120

Podwójny zawór do drenażu piersiowego

Zawór wykonany jest z elastycznego i przezroczystego poliuretanu z rękawem z naturalnej gumy w kształcie „dzioba kaczki”, który zachowuje się jak bezzwrotny zawór. Urządzenie to jest podłączone bezpośrednio do opłucnowego lub piersiowego drenu pacjenta (dorośli, pediatria), lub pośrednio, za pomocą łącznika o kodzie 800.01 oraz drenu przedłużającego w przypadku wcześniaków i noworodków.

Urządzenie to pozwala na kontynuowanie drenażu nawet podczas transportu, bez ryzyka dla pacjenta, ponieważ bezzwrotny zawór oznacza, że dren nie musi być zaciskany.

Kod 668.00: to dwukomorowe urządzenie różni się od pojedynczego kranika, o kodzie 669.10, tym, że umożliwia zastosowanie ssania poprzez ręczne uciskanie przedziału zaznaczonego strzałką. (ssanie ok. 150mbar)



800.01
50/2400

Łącznik z zaworkiem typ Heimlich

Umożliwia podłączenie do drenu zarówno podwójnego zaworka (kod 668.00) jak i pojedynczego zaworka (kod 669.10) przy drenażu opłucnowym u noworodków (kod 625).



Wszystkie produkty:

- nie zawierają lateksu
- nie zawierają ftalanów
- są wolne od produktów odzwierzęcych
- są sterylne, jednorazowego użytku
- są pakowane pojedynczo