

KATALOG cz.2 (pakiet 12, pozycje 2,3,4)

MATERIAŁY ZUŻYWALNE – wielogodzinne Gwarancja sterylności do 8 godzin.

Dwugłowicowe pompy wstrzykujące Accutron MR MEDTRON AG.

Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 godzin.

ELS 200 ml Syringe MU

NR. 314626-100



ELS 200 ml Syringe MU

NR. 314626-100



MRS 222 XS tube system with
exchangeable spikes and additional valve

NR. 314119-100



OPIS TECHNICZNY

Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 godzin o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z:

1) Wkładów (2 szt.):

Pojemność: 200 ml

Objętość resztkowa: 1,5 ml

2) Systemu rurki:

Strona ciśnieniowa:

Średnica wewnętrzna: 2,0mm

Strona CM (długość 120 mm, objętość napełnienia 0,4 ml)

Strona NaCl (długość 360 mm, objętość napełnienia 1,1 ml)

Strona ssąca:

Średnica wewnętrzna: 2,7 mm

Strona CM zielona (długość 1040 mm, objętość napełnienia 6,0 ml)

Komora kroplowa z wężykiem

Strona NaCl biała (długość 1040 mm, objętość napełnienia 6,0 ml)

Komora kroplowa z wężykiem

+ostrza/spike (objętość napełnienia jeziora – 10 ml)

Wężyk pacjenta z zaworem do zestawów wielogodzinnych (tylko na 1 pacjenta)

Przy używaniu zestawów wielogodzinnych należy używać do każdego badania należy dołożyć rurkę pacjenta z zaworem, która służy tylko do jednorazowego użytku.



Patient Line 150cm with check Valve

NR. **318152-100**

OPIS TECHNICZNY

Wężyk pacjenta z zaworem o wytrzymałości do 21 bar/305 psi:

Średnica wewnętrzna: 1,5 mm

Długość: 1500 mm

Objętość napełnienia: 2,7 ml

Ostrze do butelek z kontrastem

Ostrze służy do napełniania wkładów kontrastem. W przypadku wymiany butelki z kontrastem na nową należy zastosować nowe ostrze.



Vented spike MU

NR. 314095-100

OPIS TECHNICZNY

Wentylowane ostrze o objętości napełnienia 0,4 ml