



- Wysoce transparentny cylinder** - zapewnia dobrą widoczność zawartości strzykawki.
- Powłoka silikonowa** - zapewnia płynny ruch tłoka.
- Pierścień zabezpieczający** - zapobiega przypadkowemu wypadaniu tłoka.
- Konstrukcja** - zapewnia stabilność i wygodę podczas iniekcji.
- Końcówka typu Luer Slip (koncentryczna i ekscentryczna), Luer Lock i cewnikowa.**

## Strzykawka bez igły, blister



Pojemność nominalna	Luer Lock	Luer Slip koncentryczna	Luer Slip ekscentryczna	Cewnikowa
1 ml	180001 180001PP*	180011		
3 ml	P180003	180003ST		
5 ml	P180005	180005ST		
10 ml	P180010	180010ST	180010ET	
20 ml	P180020	180020ST	180020ET	
30 ml	P180030			
60 ml	P180060		180060ET	180060CT****

## Strzykawka bez igły, zestaw

Pojemność nominalna	Luer Lock	Luer Slip koncentryczna	Luer Slip ekscentryczna	Cewnikowa
1 ml	180001T** 180001TPC***			

\* Polipropylen \*\*Polipropylen, zestaw \*\*\*Poliwęglan, zestaw \*\*\*\*z łącznikiem Luer Slip i zatyczką



Strzykawki

# Strzykawki Trzyczęściowe



- Pojemność od 1 ml do 60 ml.

- Strzykawka 1ml: polipropylen lub poliwęglan.

- Nie zawiera ftalanów i PCV. Bez zawartości naturalnego lateksu.

- Sterylna, jednorazowego użytku.

- Metoda sterylizacji: tlenek etylenu.



## KOŃCÓWKA LUER SLIP

### SOL-M™ Strzykawka typu Luer Slip bez igły

Numer referencyjny	Końcówka	Pojemność	Pudełko/ Opakowanie zbiorcze
180003ST	koncentryczna	3 ml	100/800
180005ST	koncentryczna	5 ml	100/800
180010ET	ekscentryczna	10 ml	100/1200
180010ST	koncentryczna	10 ml	100/1200
180020ET	ekscentryczna	20 ml	100/800
180020ST	koncentryczna	20 ml	100/800
180060ET	ekscentryczna	60 ml	30/240

## KOŃCÓWKA LUER LOCK

### SOL-M™ Strzykawka typu Luer Lock bez igły

Numer referencyjny	Pojemność	Pudełko/ Opakowanie zbiorcze
P180003	3 ml	100/800
P180005	5 ml	100/800
P180010	10 ml	100/1200
P180020	20 ml	100/800
P180030	30 ml	50/400
P180060	60 ml	30/240

## KOŃCÓWKA CEWNIKOWA

### SOL-M™ Strzykawka z końcówką cewnikową, bez igły

Numer referencyjny	Pojemność	Pudełko/ Opakowanie zbiorcze
180060CT	60 ml	30/240