

Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 25/ZP/2025/K
część nr 18 - dostawy wyrobów medycznych do automatycznego wstrzykiwacza Ulrich Inject CT Motion

Lp.	Nazwa artykułu	Nazwa handlowa	j.m	szacunkowa ilość na 12 miesięcy	ilość szt w opakowaniu	cena jednostkowa netto za opakowanie/ szt.	%VAT	wartość netto zamówienia (5x7)	wartość brutto zamówienia (9+(9x8)	Producent / numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego / Wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro	Produkt korzysta z okresu przejściowego Tak / Nie	Data do kiedy można korzystać z wyrobu medycznego (jeśli do końca daty ważności proszę podać: EXP) (jeśli data jest inna niż data ważności proszę podać to date)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.1	Wążek do pompy do wstrzykiwacza automatycznego kompatybilny z urządzeniem Ulrich Inject CT Motion. Sterylny wążek pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, Wążek zawiera czujnik ciśnienia z wbudowanym w nim filtrem cząstek o średnicy nie większej niż 15 µm. Wbudowany zawór zwrotny znajduje się w złączu typu Luer-lock. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 22,4 bar (325 psi). Czas pracy jednego zestawu wynosi 24 godziny od momentu pierwszego użycia, niezależnie od liczby wykonanych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP).	Wążek pompy/ ulrich medical disposables,	szt.	300	10	164,00	8%	49 200,00	53 136,00	ulrich GmbH & Co.KG/ XD8151	Ila	TAK	EXP
18.2	Dren długość ok 250 cm (+/- 10%). Służący do podłączenia wężka do pompy automatycznego wstrzykiwacza z kaniulą pacjenta za pomocą połączenia luer-lock. Kompatybilny z wężkiem do pompy do wstrzykiwacza automatycznego Ulrich Inject CT Motion Sterylny, bez zawartości lateksu oraz ftalanów. Sterylny wążek pacjenta, długość 250 cm, dwa zawory zwrotne, męskie złącze Luer lock zaworem zwrotnym i żeńskie złącze Luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Pojemność dokładnie 12,5 ml. Wążek pacjenta stanowi połączenie pomiędzy wężkiem pompy a pacjentem. Szczelność ciśnieniowa maks. 22,4 bar. Opakowanie zbiorcze 100szt. Oryginalna instrukcja obsługi od producenta wężyków z tłumaczeniem na j. polski.	wążek pacjenta/ ulrich medical disposables	szt	700	100	18,00	8%	12 600,00	13 608,00	ulrich GmbH & Co.KG/ XD 2040,	Ila	TAK	EXP
18.3	Dren długość ok 320 cm (+/- 10%). Służący do podłączenia wężka do pompy automatycznego wstrzykiwacza z kaniulą pacjenta za pomocą połączenia luer-lock. Kompatybilny z wężkiem do pompy do wstrzykiwacza automatycznego Ulrich Inject CT Motion Sterylny, bez zawartości lateksu oraz ftalanów.	wążek pacjenta/ ulrich medical disposables	szt	100	100	19,00	8%	1 900,00	2 052,00	ulrich GmbH & Co.KG/ XD2045	Ila	TAK	EXP
Razem wartość do formularza ofertowego część 18:								63 700,00 zł	68 796,00 zł				

Wymagania:
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi, do wstrzykiwacza należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych materiałów jednorazowych lub ich zamienników zatwierdzonych przez producenta wstrzykiwacza pod kątem zachowania jakości.

Oświadczenia wykonawcy:
1. Wykonawca oświadcza, że w czasie obowiązywania umowy, wyżej wymienione wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro posiadają ważne deklaracje zgodności EU i są one zgodne z obowiązującym prawem krajowym i unijnym .
2. Wykonawca oświadcza, że w czasie obowiązywania umowy, wyżej wymienione wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro podlegające obowiązkowej certyfikacji, posiadają ważne certyfikaty i są one zgodne z obowiązującym prawem krajowym i unijnym.
3. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro korzystające z okresów przejściowych, mogą być nabywane przez zamawiającego do końca obowiązywania umowy i jest to zgodne z obowiązującym prawem krajowym i unijnym.
4. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, których dotyczy obowiązek oznakowania kodami UDI, są nimi oznakowane zgodnie z prawem krajowym i unijnym.