

Lp.	Opis produktu	Postać, dawka	J.m.	ILOŚĆ	Nazwa handlowa	Postać, dawka	Ilość w 1 op.	Ilość op.	Cena jedn. netto (1 op.)	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto	Producent
	Zadanie 1												
1	Sterylny,transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej z mikroporami,obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni,bez przeciwwskazań do stosowania w połączeniu z lekami i maściami ,do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny,z możliwością czasu aplikacji w łóżysku rany do 14 dni,z możliwością docinania	10 cm x 18 cm	szt	50									
2.	Sterylny, superchłonny, czterowarstwowy, nieadhezyjny opatrunek z superabsorbentem i warstwą rozprzewadającą wysięk po całej wielkości wyspy opatrunkowej. Udowodnione badaniami in vitro zatrzymanie metaloproteinaz i kolagenazy. Charakteryzujący się wysoką retencją i absorbcją. Może być użyty jako opatrunek wtórny i pierwotny. Pakowany pojedynczo	10cm x 15 cm	szt	200									
3	Sterylny, superchłonny, czterowarstwowy, nieadhezyjny opatrunek z superabsorbentem i warstwą rozprzewadającą wysięk po całej wielkości wyspy opatrunkowej. Udowodnione badaniami in vitro zatrzymanie metaloproteinaz i kolagenazy. Charakteryzujący się wysoką retencją i absorbcją. Może być użyty jako opatrunek wtórny i pierwotny. Pakowany pojedynczo	12,5cm x 17,5 cm	szt	200									
4	Superchłonny wielowarstwowy opatrunek w postaci kSterylny, superchłonny, czterowarstwowy, nieadhezyjny opatrunek z superabsorbentem i warstwą rozprzewadającą wysięk po całej wielkości wyspy opatrunkowej. Udowodnione badaniami in vitro zatrzymanie metaloproteinaz i kolagenazy. Charakteryzujący się wysoką retencją i absorbcją. Może być użyty jako opatrunek wtórny i pierwotny. Pakowany pojedynczo.ompresu z rdzeniem superabsorbentu (SAP) z włóknami poliakrylanu o <u>wysokiej absorpcji i retencji</u>	17,5 cm x 22,5cm	szt.	200									
5	Superchłonny wielowarstwowy opatrunek w postaci kompresu z rdzeniem superabsorbentu (SAP) z włóknami poliakrylanu o <u>wysokiej absorpcji i retencji</u>	12,5cm x 12,5 cm	szt	20									
6	Żelujący opatrunek włóknisty wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) z siarczaniem srebra do ran powierzchniowych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego.Wykazujący wysoką absorbcję i retencję.Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego.Wysoco elastyczny .Możliwość docinania	2cm x 45 cm	szt	100									

7	Steryny,elastyczny,wodoodporny,miękki,wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne .Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizuje występowanie oparzeń i pęcherzy,zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku eliminując uszkodzenia skóry otaczającej i rany.Opatrunek produkowany w technologii FLEX zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku,co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym.opatrunek all in one na rany pooperacyjne	9cm x 10 cm	szt	400								
8	Steryny,elastyczny,wodoodporny,miękki,wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne .Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizuje występowanie oparzeń i pęcherzy,zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku eliminując uszkodzenia skóry otaczającej i rany.Opatrunek produkowany w technologii FLEX zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku,co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym.opatrunek all in one na rany pooperacyjne	10cm x 15 cm	szt	250								
9	Steryny,elastyczny,wodoodporny,miękki,wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne .Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizuje występowanie oparzeń i pęcherzy,zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku eliminując uszkodzenia skóry otaczającej i rany.Opatrunek produkowany w technologii FLEX zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku,co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym.opatrunek all in one na rany pooperacyjne	10cm x 20 cm	szt	400								
10	Steryny,elastyczny,wodoodporny,miękki,wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne .Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizuje występowanie oparzeń i pęcherzy,zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku eliminując uszkodzenia skóry otaczającej i rany.Opatrunek produkowany w technologii FLEX zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku,co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym.opatrunek all in one na rany pooperacyjne	10 cm x 25 cm	szt	100								
11	Steryny,elastyczny,wodoodporny,miękki,wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne .Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizuje występowanie oparzeń i pęcherzy,zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku eliminując uszkodzenia skóry otaczającej i rany.Opatrunek produkowany w technologii FLEX zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku,co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym.opatrunek all in one na rany pooperacyjne	10 cm x 30 cm	szt	70								

12	Sterylny,elastyczny,wodoodporny,miękki,wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne .Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizuje występowanie oparzeń i pęcherzy,zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku eliminując uszkodzenia skóry otaczającej i rany.Opatrunek produkowany w technologii FLEX zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku,co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym.opatrunek all in one na rany pooperacyjne	10 cm x 35 cm	szt	200									
13	Sterylny,samoprzywierający ,wysokochłonny,paro-i gazoprzepuszczalny wodoodporny,ścielowywarstwowy opatrunek z obramowaniem z folii poliuretanowej ,z perforowaną silikonową w-wą kontaktową na całej powierzchni opatrunku(w-wą kontaktowa ciągła na pow. bordera i wyspy opatrunku),Wysokochłonny dzięki w-wie pianki poliuretanowej i w-wie superabsorbentu i w-wie rozpraszającej	10 cm x 30 cm	szt	20									
14	Sterylny,samoprzywierający ,wysokochłonny,paro-i gazoprzepuszczalny,przeciwbakteryjny , wodoodporny,ścielowywarstwowy opatrunek z obramowaniem z folii poliuretanowej ,z perforowaną silikonową w-wą kontaktową na całej powierzchni opatrunku(w-wą kontaktowa ciągła na pow. bordera i wyspy opatrunku),Opatrunek p.bakteryjny z siarczaniem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniającym nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki w-wie pianki poliuretanowej i w-wie superabsorbentu .Pakowany pojedynczo	10 cm x 10 cm	szt	150									
15	Sterylny,samoprzywierający ,wysokochłonny,paro-i gazoprzepuszczalny,przeciwbakteryjny , wodoodporny,ścielowywarstwowy opatrunek z obramowaniem z folii poliuretanowej ,z perforowaną silikonową w-wą kontaktową na całej powierzchni opatrunku(w-wą kontaktowa ciągła na pow. bordera i wyspy opatrunku),Opatrunek p.bakteryjny z siarczaniem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniającym nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki w-wie pianki poliuretanowej i w-wie superabsorbentu .Pakowany pojedynczo	15 cm x 15 cm	szt	100									
16	Sterylny ,wodoodporny,5-cio warstwowy opatrunek o owalnym kształcie ,posiada wysoko paroprzepuszczalną folię (a także border),w-wę rozpraszającą wysięk ,w-wę chłonną superabsorbcyjną,piankę poliuretanową,w w-wie kontaktowej miękki silikon.Opatrunek z nacięciami w-wy chłonnej umożliwiający wysoką elastyczność opatrunku,w technologii 360 flex	13cm x 16 cm	szt	50									

17	<p>Sterylny, wodoodporny, pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić automatyczną wymianę.</p> <p>WODOODPORNY, jednocześnie paro i gazo przepuszczalny z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku, a jednocześnie na tyle rozciągliwy i elastyczny aby użyć go w miejscach wymagających pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, pachwinowe, szyja, kolano, łokieć) Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do 7 dni.</p> <p>Pakowany pojedynczo</p>	12,5cm x 12,5cm	szt	50									
18	<p>Sterylny, wodoodporny, pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić automatyczną wymianę.</p> <p>WODOODPORNY, jednocześnie paro i gazo przepuszczalny z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku, a jednocześnie na tyle rozciągliwy i elastyczny aby użyć go w miejscach wymagających pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, pachwinowe, szyja, kolano, łokieć) Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do 7 dni.</p> <p>Pakowany pojedynczo</p>	7,5cm x 7,5cm	szt	50									

19	Mocująca taśma z silikonową w-wą kontaktową z miękkiego silikonu. Do mocowania opatrunków, przewodów ,kaniul dożylnych,drenów u pacjentów z delikatną i wrażliwą skórą	2 cm x 3 cm	szt	10								
20	Sterylny, dwuwarstwowy opatrunek ,wykonany z przepuszczalnej pianki poliuretanowej przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego.Opatrunek z w-wą kontaktową z miękkiego silikonu,bardzo elastyczny i dopasowujący się do powierzchni ciała ,z możliwością ciecicia ,pakowany pojedynczo	15cm x 20 cm	szt	50								
21	Sterylny ,cienki, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu , w zewnętrznej w-wie opatrunku film poliuretanowy.. Opatrunek z możliwością docinania .Pakowany pojedynczo.	12,5 cm x 12,5 cm	szt	50								
22	Jednorazowy zestaw do terapii podciśnieniowej (NPWT) składający się z przenośnej pompy generującej podciśnienie-12mm/hg,wymennego kanistra 50ml do pochłaniania wydzieliny wypełnionego włóknami alkoholu poliwinylowego (PVA),drenu o długości 120 cm wlotem powietrza (CFM) ,4 baterii AA,uchwytu do pompy	3szt	szt	3								
23	Jednorazowy kanister ,wypełniony alkoholem poliwinylowym (PVA) o pojemności 50ml z drenem o dł. 120cm z wlotem powietrza z filtrem (CFM).Kompatybilny z pompą Avance Solo do podciśnieniowej terapii (NPWT).	Kanister	szt	8								
24	Opatrunek do podciśnieniowej terapii (NPWT) kompatybilny z pompą i kanistrem systemu Avance Solo .Opatrunek w rozmiarze 10cm 20 cm,z obramowaniem (pad chłonny 5 x 15cm) z warstwą kontaktową tyfu Safetac ,w-wą separującą i przenoszącą wysięk,w-w a super chłonną SAF oraz folią poliuretanową. Opatrunek z drenem dwuświatłowym o dł. 30 cm oraz wlotem powietrza z filtrem (CFM).6 pasków z klejem akrylowym. Pakowany po 2 sztuki	10cm x 20 cm	szt	6								
25	Opatrunek do podciśnieniowej terapii (NPWT) kompatybilny z pompą i kanistrem systemu Avance Solo .Opatrunek w rozmiarze 10cm 20 cm,z obramowaniem (pad chłonny 5 x 15cm) z warstwą kontaktową tyfu Safetac ,w-wą separującą i przenoszącą wysięk,w-w a super chłonną SAF oraz folią poliuretanową. Opatrunek z drenem dwuświatłowym o dł. 30 cm oraz wlotem powietrza z filtrem (CFM).6 pasków z klejem akrylowym. Pakowany po 2 sztuki	15cm x 15 cm	szt	6								
RAZEM:												

Lp.	Opis produktu	Postać, dawka	J.m.	ILOŚĆ	Nazwa handlowa	Postać, dawka	Ilość w 1 op.	Ilość op.	Cena jedn. netto (1 op.)	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto	Producent
	Zadanie 2												
1.	Opatrunek piankowy typu Sorbact lub równoważny o wymiarach 15 x 15cm	15 x 15cm	szt.	50									
2.	Opatrunek absorbcyjny typu Sorbact lub równoważny o wymiarach 10 x 10 cm	10 x 10 cm	szt.	70									
3	Opatrunek absorbcyjny typu Sorbact lub równoważny o wymiarach 9 x 7cm	9 x 7cm	szt.	20									
	RAZEM:												
Lp.	Opis produktu	Postać, dawka	J.m.	ILOŚĆ	Nazwa handlowa	Postać, dawka	Ilość w 1 op.	Ilość op.	Cena jedn. netto (1 op.)	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto	Producent
	Zadanie 3												
1	Zestaw do drenażu ,sterylny,zawierający 3folie PPM do zabezpieczenia ran(215x250mm),opatrunek piankowy PPJM/antracytowy/grubo porowaty(250x300x30mm)	zestaw	op	2									
2	Zestaw do drenażu ,sterylny,zawierający 3folie PPM do zabezpieczenia ran(215x250mm),opatrunek piankowy PPJM/antracytowy/grubo porowaty(250x300x30mm)	zestaw	op	2									
	RAZEM:												
Lp.	Opis produktu	Postać, dawka	J.m.	ILOŚĆ	Nazwa handlowa	Postać, dawka	Ilość w 1 op.	Ilość op.	Cena jedn. netto (1 op.)	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto	Producent
	Zadanie 4												
1	Jalowy opatrunek koloru czarnego,wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach,duża zdolność odprowadzania płynów,zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej,stosowany w ranach zakażonych,dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu,folia samoprzylepna do opatrunku	10x7,5x3,2cm	op	2									
2	Jalowy opatrunek koloru czarnego,wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach,duża zdolność odprowadzania płynów,zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej,stosowany w ranach zakażonych,dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu,folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt	18x12,5x3,2	op	3									
3	Zbiornik z żelem /jednorazowy do urządzenia,o pojemności 500ml,do gromadzenia wydzieliny z rany,z bakteriobójczym żelem ,z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym,filtrem antybakteryjnym,drenem,zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia drenu	500ml	op	8									
4	Folia samoprzylepna ,okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku	30,5 x 26 cm	op	2									

5	Złącze do łączenia 2 lub więcej opatrunków-wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta	złącze Y	op	2									
6	Jednorazowy element ,który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem-podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany	kaseta do podawania płynów	op	2									
7	Jalowy opatrunek ,wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej,stosowany w ranach zakażonych,rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,dren-podkładka ssaco płuczaca umożliwia odsysanie i płukanie rany	(11 x 8x1,8)2szt,zestaw SMALL w kształcie spirali	op	1									
8	Jalowy opatrunek ,wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej,stosowany w ranach zakażonych,rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,dren-podkładka ssaco płuczaca umożliwia odysanie i płukanie rany	(17 x 15 x 1.8)2szt,zestaw Medium w kształcie spirali	op	1									
9	Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 1000ml,do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakterioobójczym żelem,z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym,filtrem antybakteryjnym,drenem,zaciskiem do drenu i złączem do połączenia do drenu	1000ml	op	10									
10	Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 300ml,do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakterioobójczym żelem,z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym,filtrem antybakteryjnym,drenem,zaciskiem do drenu i złączem do połączenia do drenu	300ml	op	10									

11	Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę, z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 90×6,4×1,8 , 4 folie, dren dołączenia ze zbiornikiem, 2 paski hydrokoloidowe ilość sztuk w opakowaniu:5 szt.	zestaw	op	10									
12	podkładka T.R..A.C- Pad dociskająca opatrunek i folię z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany ,z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączenia drenu,podkładki do drenu,zbiornika	podkładka port łącząca opatrunek ze zbiornikiem	szt	1									
13	Jalowy opatrunek ,wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej,stosowany w ranach zakażonych brzusznych,warstwa wewnętrzna dzięki sześciu ramionom zatopionym w folii wspomaga odprowadzanie wydzieliny	zestaw opatrunkowy	op	3									
RAZEM :													
Zadanie 5													
Lp.	Jalowy opatrunek koloru czarnego,wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach,duża zdolność odprowadzania płynów,zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej,stosowany w ranach zakażonych,dren o przekroju pięcioletworowym z zaciskiem do drenu,folia samoprzylepna do opatrunku	Postać, dawka	J.m.	ILOŚĆ	Nazwa handlowa	Postać, dawka	Ilość w 1 op.	Ilość op.	Cena jedn. netto (1 op.)	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto	Producent
1	Cienki trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z w-wą kontaktową z miękkiego silikonu,przeznaczony do ran suchych z bardzo małym wysiękiem,szczególnie w końcowej fazie gojenia -ziarnina,naskórek. Z możliwością docinania ,pakowany pojedynczo	17,5cm x 17,5cm	szt	20									
RAZEM :													