

## Arkusz asortymentowo - cenowy

### Wymagania:

- 1) Próbkki krwi do badań immunohematologicznych przyjmowane są 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
- 2) Badanie zlecone w trybie pilnym wykonywane jest w dniu dostarczenia próbki do badań, natomiast badanie zlecone w trybie normalnym wykonywane jest w dniu dostarczenia próbki lub dniu następnym.
- 3) Próbka krwi wraz ze zleceniem na wykonanie badania dostarczana jest przez upoważnioną przez Zleceniodawcę osobę.
- 4) Każdy wynik badania zaopatrzonej jest w czytelny podpis i pieczętkę osoby wykonującej badanie oraz czytelny podpis i pieczętkę diagnosty laboratoryjnego upoważnionego do autoryzacji wyniku badania.
- 5) Trzy egzemplarze wyniku badania umieszczane są w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem i imieniem pacjenta, numerem badania i adresem Zleceniodawcy. Wyniki badań obierane są przez osobę upoważnioną przez Zleceniodawcę.
- 6) W przypadku badań wykonywanych w trybie pilnym, wyniki mogą być przekazywane drogą elektroniczną, w postaci zaszyfrowanego pliku na adres email Zleceniodawcy.
- 7) Badania muszą być wykonywane przez ośrodki zlokalizowane w pobliżu jednostek zlecających.

L.p.	Nazwa badania	Ilość	JM	Cena	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Grupa krwi (układ ABO i antygen RhD oraz badanie przeglądowe przeciwciał) w trybie pilnym	15	badanie		-	zw.	-
2	Grupa krwi (układ ABO i antygen RhD)	150	badanie		-	zw.	-
3	Odpis wyniku grupy krwi	10	badanie		-	zw.	-
4	Badania przeglądowe przeciwciał antyeroctarnych	40	badanie		-	zw.	-
5	Identyfikacja przeciwciał p/c antyerytrocytarnych w PTA z użyciem surowicy antyglobulinowej poliwalentnej-mikrometoda	200	badanie		-	zw.	-
6	Identyfikacja przeciwciał antyeroctarnych w PTA z użyciem surowicy antyglobulinowej poliwalentnej - met. próbówkowa	10	badanie		-	zw.	-
7	Identyfikacja przeciwciał antyeroctarnych w PTA z użyciem surowicy antyglobulinowej monowalentnej - metodą próbówkową	5	badanie		-	zw.	-
8	Badanie surowicy w kierunku obecności komplementu	60	badanie		-	zw.	-
9	Identyfikacja przeciwciał-test solny	30	badanie		-	zw.	-
10	Wykrywanie przeciwciał - test solny	10	badanie		-	zw.	-
11	Identyfikacja przeciwciał - test papainowy	150	badanie		-	zw.	-
12	Fenotyp układu Rh i antygen K+Cw	150	badanie		-	zw.	-
13	Oznaczenie antygenów k (cellano)	5	badanie		-	zw.	-
14	Oznaczenie antygenu M i N	40	badanie		-	zw.	-
15	Oznaczenie antygenów Sis	10	badanie		-	zw.	-
16	Oznaczenie antygenów P1	10	badanie		-	zw.	-

17	Oznaczenie antygenów Le"a" i Le"b"	5	badanie		-	ZW.	-
18	Oznaczenie antygenów Jk"a" i jk"b"	50	badanie		-	ZW.	-
19	Oznaczenie antygenów Lu"a" i Lu"b"	5	badanie		-	ZW.	-
20	Oznaczenie antygenów Fy"a" i Fy"b"	10	badanie		-	ZW.	-
21	Oznaczenie antygenów A1	5	badanie		-	ZW.	-
22	Oznaczenie słabo wyrażonego antygenów RhD	6	badanie		-	ZW.	-
23	BTA-mikrometoda z użyciem surowicy antyglobulinowej monowalentnej (IgG)	50	badanie		-	ZW.	-
24	BTA-mikrometoda z użyciem surowicy antyglobulinowej poliwalentnej (IgG+C3d)	50	badanie		-	ZW.	-
25	BTA-mikrometoda z użyciem surowic antyglobulinowych monowalentnych (IgG, IgA, IgM, C3c i C3d)	30	badanie		-	ZW.	-
26	Badanie obecności p/c w surowicy biorcy z jednym rodzajem krwinek czerwonych o wymaganym fenotypie	30	badanie		-	ZW.	-
27	Próba zgodności serologicznej przed przetoczeniem z 1 jednostką krwi	30	badanie		-	ZW.	-
28	Próba zgodności serologicznej przed przetoczeniem z 1 jednostką krwi u pacjentów z allo lub auto przeciwciałami	100	badanie		-	ZW.	-
29	Właściwa próba zgodności przed przetoczeniem x n (n=liczba jednostek krwi: n>1)	450	badanie		-	ZW.	-
30	Diagnostyka NAIH typu ciepłego	15	badanie		-	ZW.	-
31	Elucja przeciwciał-metoda kwaśnej glicyny	40	badanie		-	ZW.	-
32	Autoabsorpcja autoprzeciwciał z zastosowaniem PEG x n (n=liczba badań)	2	badanie		-	ZW.	-
33	Diagnostyka NAIH typu zimnego	4	badanie		-	ZW.	-
34	Amplituda zimnych przeciwciał	5	badanie		-	ZW.	-
35	Identyfikacja przeciwciał antyeroctyarnych w PTA z użyciem surowicy antyglobulinowej monowalentnej oraz krwinek papainowych-mikrometoda	2	badanie		-	ZW.	-
36	Analiza reakcji poprzetoczeniowej po KKCz, KpK, Kg/Badania serologiczne	10	badanie		-	ZW.	-
37	Analiza reakcji poprzetoczeniowej po podaniu KKP, FFP, krioprecypitatu, osocza bez krioprecypitatu, /badania serologiczne/	2	badanie		-	ZW.	-
38	Analiza reakcji poprzetoczeniowej /badania przeciwciał anty HLA u biorcy po reakcji poprzetoczeniowej //	10	badanie		-	ZW.	-
39	Analiza reakcji poprzetoczeniowej /badania mikrobiologiczne/	10	badanie		-	ZW.	-
Wykonywanie badania od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-06.00 oraz soboty, niedziele i święta cała doba - dodatkowo 40% ceny badania							
<b>RAZEM:</b>					-		-

.....  
(data i podpis Oferenta)

