



Z A M A W I A J Ą C Y:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu**

ul. Katowicka 66A
45-061 Opole
NIP 754-25-57-814
REGON 531420768

tel. 077/441 63 01
fax. 077/441 60 03
sekretariat@onkologia.opole.pl
www.onkologia.opole.pl

Opole, 21.12.2020r.

WYJAŚNIENIA

Przedmiot zamówienia: Bolusy oraz wykroje termoplastyczne do wykonywania indywidualnych unieruchomień pacjentów w teleterapii dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, nr sprawy 35/ZOF/2020.

W związku z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do OWZ podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

1. l.p. 1. Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos „Nanor” – jak należy rozumieć „Nanor”? Czy „Nanor” nie jest opatentowaną marką wytwarzaną tylko przez jednego producenta i tym samym ograniczającą konkurencję? Czy Zamawiający nie ma zamiaru ujęcia danej części w odrębnej części zamówienia? Jaka jest grubość i perforacja termoplastyku? Czy Zamawiający dopuszcza dostawę analogicznego produktu, który nie naruszałby praw patentowych?

Odpowiedź: Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos NANOR - maska kompozytowa, która posiada w wewnętrznych warstwach naturalny materiał (glinę) dzięki czemu jest cieńsza od tradycyjnego wykroju jednocześnie bardzo dobrze unieruchamia pacjenta i jest bardziej komfortowa. Perforacja termoplastyku – 2 mm micro. Zamawiający wyklucza ujęcie danej części w odrębnym zamówieniu. Zamawiający **nie dopuszcza dostawy analogicznego produktu**, jeśli przez produkt analogiczny rozumiemy "spełniający podobne funkcje, lecz różniący się pochodzeniem i budową". Dopuszczamy natomiast produkt równoważny, o parametrach identycznych lub lepszych niż opisane, zgodnie z zapisami pkt. II ust. 6 i 7 OWZ.

Wszystkie oferowane produkty muszą być kompatybilne z posiadanym systemem do unieruchamiania pacjenta.

Pytanie nr 2

2. l.p.3. Wykrój 2 punktowy na piersi duży. Jaka jest grubość i perforacja termoplastyku? Jaka jest długość i szerokość?

Odpowiedź: Wykrój 2 punktowy na piersi duży - perforacja 3,2 mm maxi.

Pytanie nr 3

3. l.p. 5. Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos. Jaka jest grubość i perforacja termoplastyku?

Odpowiedź: Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos - perforacja 2 mm maxi.

Opracował:
S. Zalwert
B. Kopeć

Zatwierdził: