

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zapobiegania
Komendy Stołecznej Policji
.....
podinsp. Andrzej J. KRZYCKI

Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WAGA LABORATORYJNA TECHNICZNA

Waga 35 kg przy dokładności odczytu 0.005 kg (5 g)

Działka legalizacyjna (e) 5 g

Funkcje:

ważenie,

pomiar gęstości - dzięki hakowi do ważenia pod stołem można oznaczać gęstość przedmiotów,

dopełnianie - dopełnienie pojemnika do docelowej wagi,

ważenie różnicowe - obliczanie różnicy pomiędzy obecną a początkową masą próbki,

liczenie części - liczenie próbek o jednakowej wadze,

ważenie dynamiczne - ważenie niestabilnego ładunku, określa średnią masę w przedziale czasu,

recepturowanie - na potrzeby mieszania i realizacji receptur, dostępny tryb kompensacji,

ważenie kontrolne / liczenie - porównywanie masy próbki / ilości sztuk z limitami docelowymi,

ważenie procentowe - pomiar wagi próbki jako procentowej części uprzednio określonej wagi wzorcowej.

Jednostki : kg, g.

Czas stabilizacji wskazania - 1s,

kolorowy wyświetlacz graficzny WQVGA 4,3" (10,9 cm),

Zasilaniezasilacz AC 100-240 VAC / 50-60 Hz (w zestawie),

Łatwo dostępne porty komunikacyjne:

standardowe złącze RS232,