

Aparat do termolezji

WYMAGANIA OGÓLNE			
Producent / Firma		Podać	
Nazwa / typ urządzenia		Podać	
Kraj pochodzenia		Podać	
Rok produkcji		Podać	
Urządzenia fabrycznie nowe		Podać	
		Nie starszy niż 2023	
		TAK	
Lp.	Aparat do termolezji	1 szt.	Parametr wymagany
1.	Aparat wyposażony w ekran dotykowy, ultrasensywny z niezależnie uruchamianymi kanałami oraz monitor cyklu żywotności elektrody po wykonanej procedurze;		
2.	Automatyczna regulacja mocy termolezji, która nie dopuszcza do przekroczenia temperatury powyżej 95 stopni C.		
3.	Regulacja z dokładnością do 1 st. C;		
4.	Przycisk START/STOP na pulpicie generatora, pozwalający zatrzymać leżę w dowolnej chwili bez konieczności wyłączenia aparatu;		
5.	Rodzaj termolezji: ciągły, pulsacyjny;		
6.	Możliwość regulacji parametrów napięcia oraz częstotliwości impulsu w trybie pulsacyjnym;		
7.	Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody 0-95 stopni C;		
8.	Możliwość jednoczesnego zastosowania 4 elektrod w celu poprowadzenia termolezji na różnych odcinkach kręgosłupa;		
9.	Generator z możliwością prowadzenia biblioteki danych pacjenta z możliwością zapisu danych na dysku lub zewnętrznej pamięci USB i eksportem danych z zabiegu;		
10.	Elektrody nitinolowe o dużej elastyczności bez „efektu pamięci” zagięcia o różnych długościach (min. 4 dł.);		
11.	Dostępne elektrody o różnych końcówkach (proste oraz zakrzywione) pozwalające na maksymalizację pola lezji;		
12.	Kaniule kompatybilne z elektrodami o różnej długości (min. 4 dł.), średnicy (min 3 śr.) oraz długości końcówki roboczej (min. 4 długości);		
13.	Kaniule zakrzywione z oknem bocznym pozwalające na zwiększenie pola lezji		
14.	Długości oraz rodzaj elektrod i kaniul kodowane kolorami;		
15.	Kabel rozdzielający 1 sztuka		
16.	Kaseta sterylizacyjna 4 sztuki		
17.	Kabel elektrody biernej-uziemienia – 1 sztuka		
18.	Elektrody standardowe o wymiarach: 100 mm– 8 sztuk		
19.	Waga maximum 9 kg		
20.	Moc wyjściowa minimum 100W		
21.	Kaniule jednorazowe –300 szt.		
22.	Elektroda uziemiająca jednorazowa –300 szt.		