


Nawilżacz - AMHH2600A

AquaVENT



Nawilżacz aktywny gazów oddechowych

Korzystając z doświadczenia w dziedzinie ogrzewania i nawilżania gazów oddechowych, zdefiniowaliśmy na nowo pojęcie nawilżania tworząc „AquaVENT” wykraczając poza dotychczasowe możliwości.



Autoryzowany przedstawiciel

 **DUTCHMED®**

85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 14
Tel. 052/345-31-15, Fax. 052/345-31-15 wew. 14
E-mail: dutchmed@dutchmed.pl

www.dutchmed.pl

Od dziś jedyne co potrzebujesz, to zmiana na lepsze.

AquaVENT

Więcej niż NAWILŻANIE

Nawilżacz AquaVENT firmy Armstrong Medical służy do nawilżania i ogrzewania gazów wdychanych przez pacjenta. AquaVENT umożliwia w prosty sposób ustawienie optymalnej temperatury i wilgotności gazów dla noworodków, dzieci i dorosłych. Fizjologicznie dostosowany gaz oddechowy zapobiega zagęszczaniu śluzu i chroni błony śluzowe przed wysuszeniem.




- **automatyczny**
- **kompatybilny ze wszystkimi respiratorami oraz aparatami do wspomagania oddychania i tlenoterapii HFOT**
- **wytwarza i utrzymuje fizjologiczny poziom nawilżania 44mg/L H₂O dla wszystkich objętości oddechowych**
- **cztery tryby pracy: inwazyjny i nieinwazyjny, podgrzewanie linii oddechowej lub brak podgrzewania**
- **wyposażony w kompletny system do podłączenia pacjenta (zamknięty system eliminujący dostęp patogenów)**
- **intuicyjna obsługa, pełna informacja oraz alarmy**



SPECYFIKACJA

Wyświetlacz:	LED czterocyfrowy
Tryby pracy:	inwazyjny, nieinwazyjny, podgrzewanie linii oddechowej, brak podgrzewania
Monitorowanie temperatury:	płytki grzewczej, gazów na wyjściu z komory nawilżacza, gazów w drogach oddechowych
Zasilanie:	230V, 50/60Hz
Pobór prądu:	1.0Amax
Moc:	płyta grzewcza 150W grzałka układu 60W
Wymiary:	135 x 170 x 156 mm (bez komory)
Waga:	2,9 kg



AquaVENT zapewnia kompleksowe rozwiązania:



Nawilżacz, który godnie zastąpi Twój dotychczasowy



Komory nawilżacza do wszystkich typów wentylacji



Układy pacjenta (wszystkie typy)

Armstrong Medical

Wattstown Business Park, Newbridge Road, Coleraine BT52 1BS, Northern Ireland
T +44 (0) 28 7035 6029, F +44 (0) 28 7035 6875, www.armstrongmedical.net