

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325605-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
2022/S 116-325605**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 102-282729)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 1132555793

Adres pocztowy: ul. Koszykowa 78

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

Kod pocztowy: 00-671

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Joanna JELENIEWICZ

E-mail: zp@wckik.pl

Tel.: +48 261845557

Faks: +48 261845135

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wckik.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa panelu 3 krwinkowego, krwinek wzorcowych do badania grupy krwi, słabo uczulonych przeciwciałami IgG krwinek oraz certyfikowanych krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał

Numer referencyjny: 20/D/2022

II.1.2) Główny kod CPV

33696100 Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

dostawa panelu 3 krwinkowego do badań przesiewowych przeciwciał, krwinek wzorcowych do badania grupy krwi w układzie AB0 metodą manualną, słabo uczulonych przeciwciałami IgG krwinek oraz certyfikowanych krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/06/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 102-282729](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Krwinki wzorcowe do badania grupy krwi w układzie AB0 metodą manualną szkiełkową.

Powinno być:

Krwinki wzorcowe do badania grupy krwi w układzie AB0 metodą manualną szkiełkową, standaryzowane, gotowe do bezpośredniego użycia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Krwinki wzorcowe do badania grupy krwi w układzie ABO metodą manualną szkiełkową. Krwinki umożliwiające wykrywanie regularnych, naturalnych przeciwciał anti-A i anti-B oraz wykrywanie nieregularnych przeciwciał: anti-A1, anti- P1, anti-Lea, anti-M.

Krwinki grupy O, krwinki grupy A1, krwinki grupy B.

Krwinki przebadane wirusologicznie o ujemnych wynikach badań wirusologicznych na obecność Hbs Ag, HCV, HIV (1,2) oraz ujemnym teście na obecność kiły, przeprowadzonych za pomocą licencjonowanych odczynników.

Krwinki czerwone konserwowane, zabezpieczone przed hemolizą, a jednocześnie wykazujące prawidłową ekspresję antygenów czerwonych krwinek.

Krwinki grupy O mają oznaczone antygeny: P1, M, Le a.

Czułość diagnostyczna w metodzie szkiełkowej wynosi 100%, specyficzność diagnostyczna w metodzie szkiełkowej wynosi 100%.

Krwinki znajdują się w zamkniętych pojemnikach zaopatrzonych w kroplomierze.

Wielkość opakowania do 5 ml. Wielkość zamówienia: 1176 ml.

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

1. instrukcja używania w języku polskim,
2. dokument CE (z numerem jednostki notyfikowanej),
3. zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLW MiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Powinno być:

Krwinki wzorcowe do badania grupy krwi w układzie ABO metodą manualną szkiełkową, standaryzowane, gotowe do bezpośredniego użycia. Krwinki umożliwiające wykrywanie regularnych, naturalnych przeciwciał anty-A i anty-B oraz wykrywanie nieregularnych przeciwciał: anty-A1, anty- P1, anty-Lea, anty-M.

Krwinki grupy O, krwinki grupy A1, krwinki grupy B.

Krwinki przebadane wirusologicznie o ujemnych wynikach badań wirusologicznych na obecność Hbs Ag, HCV, HIV (1,2) oraz ujemnym teście na obecność kiły, przeprowadzonych za pomocą licencjonowanych odczynników.

Krwinki czerwone konserwowane, zabezpieczone przed hemolizą, a jednocześnie wykazujące prawidłową ekspresję antygenów czerwonych krwinek.

Krwinki grupy O mają oznaczone antygeny: P1, M, Le a.

Czułość diagnostyczna w metodzie szkiełkowej wynosi 100%, specyficzność diagnostyczna w metodzie szkiełkowej wynosi 100%.

Krwinki znajdują się w zamkniętych pojemnikach zaopatrzonych w kroplomierze.

Wielkość opakowania do 5 ml. Wielkość zamówienia: 1176 ml.

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

1. instrukcja używania w języku polskim,
2. dokument CE (z numerem jednostki notyfikowanej),
3. zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLW MiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**