



Cement kostny RALLY

Smith + Nephew Cement kostny



Smith & Nephew oferuje: RALLY (HV i MV)

- HV = High Viscosity = wysokiej lepkości
 - MV = Medium Viscosity = średniej lepkości
 - AB = Antibiotic (Gentamicin)
-
- Temperatura przechowywania:
 - 20°C (68°F, VERSABOND)
 - 23°C (73°F, RALLY)
 - Nie wyżej niż 25°C (77°F)

Smith + Nephew Bone Cement



Smith & Nephew opcje wielkości:

- RALLY (HV i MV) 40g
- RALLY All-In-One Device 70g



55600009	BONE CEMENT RALLY HV 1x40g
55600010	BONE CEMENT RALLY HV AB 1x40g
55600011	BONE CEMENT RALLY MV 1x40g
55600012	BONE CEMENT RALLY MV AB 1x40g
55600015	BONE CEMENT RALLY HV AB All-in-one System 1x70g
55600016	BONE CEMENT RALLY MV AB All-in-one System 1x70g


RALLY[◇] Cement kostny

Temperatura vs czas: mieszanie ręczne


*Lighter colors indicate tolerance zones




RALLY HV Bone Cement



RALLY MV Bone Cement



RALLY[◇] All-in-One



Rally All-In-One Cement Gun
7127-1610

Tips for Selling:

1. Safety of Handlers
2. Less Clean Up/Waste
3. Multiple Options



Smith+Nephew