

## Model 150 cm




Diagram illustrating the components of the Infusion set IS PREMIUM, numbered 1 through 5:

1. Needle (Igła)
2. Needle guard (Osłona igły)
3. Needle connector (Złącze igły)
4. Needle connector (Złącze igły)
5. Needle connector (Złącze igły)

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkowany w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji  
Produktów Lekniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych.


W skład wyrobu wchodzi następujące  
elementy:

- (1) osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie,
  - (2) ostra igła biorcza, dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo, uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe przekucie korka butelki z płynem, z kryzą ograniczającą. Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym zatyczką,
  - (2a) kroplomierz 20 kropli = 1 ml  $\pm$  0,1 ml,
  - (3) osłonka łącznika Luer lock,
  - (4) stożkowy łącznik Luer lock
- umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
- (5) elastyczny dren medyczny o długości 150 cm, bez zawartości ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP),
  - (6) hydrofobowy filtr powietrza,
  - (7) komora kroplowa przezroczysta, wykonana z elastycznego tworzywa; umożliwia łatwe ustalenie poziomu płynu; wolna od PVC, dł. 60 mm w części przezroczystej
  - (8) filtr płynu,
  - (9) zatyczka odpowietrznika typu on/off w kolorze niebieskim
  - (10,11) rolka regulatora przepływu wraz z regulatorem przepływu, które dają możliwość precyzyjnego dozowania lub zatrzymania podawania płynu oraz bezpieczne zakończenie podaży,
  - (12) miejsce na igłę biorczą po użyciu,
  - (13) uchwyt na dren.

Przyrządy do przetaczania płynów  
infuzyjnych:

- nie ulegają odkształceniu
- są pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack (papier-folia)
- są pakowane po 200szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tekstury falistej
- za opakowaniu jednostkowym (etykiecie) i zbiorczym kod UDI, data ważności, nr serii

Numer katalogowy – REF – 001 901P



REV. 05