



Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popietuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
Tel/fax: (56) 657 42 90, NIP: 879-21-78-018

09.03.2021 r.

Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę produktów do żywienia doustnego, dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży - ZPO:ZP/3/2021.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Pytanie do §3 ust.5 pkt 2 projektu umowy. *Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie terminu wymiany leku na wolny od wad do 96 godzin od chwili złożenia reklamacji.*

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

2. Pytanie do treści §4 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §4 ust.1 pkt 3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?*

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

3. Pytanie do rozdziału X pkt 1 SWZ kryteria oceny ofert w zakresie terminu dostawy. *Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu wykonania dostawy częściowej poprzez wydłużenie terminu minimalnego, najwyżej ocenianego do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, a najniższej ocenianego do 3 dni roboczych.*

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę zasad oceny ofert w kryterium „terminu dostawy”.

4. Pytania do pozycji 1-6, 8-20 Zadania Nr 2 przedstawione w formie tabelarycznej tj. poprzez odniesienie się do cech (parametrów) w konkretnych miejscach Zał. Nr 3/2 do SWZ: Czy zamawiający zważywszy na możliwość dopuszczenia konkurencji dopuści poniższe zmiany w Zadaniu nr 2, w przedmiocie zamówienia wraz z parametrami (cechami) wymaganymi? Wszystkie poszczególne, proponowane zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim i podkreślone. W przypadku punktów 18 i 19 dotyczących linii do podaży przez pompy, dostawca zobowiązuje się na dostarczenie wymaganej ilości pomp Amika spełniając wszystkie warunki zamawiającego. Poniżej również załączamy katalog z oferowanymi produktami w celu zapoznania się z innymi ich przewagami jakościowymi, nie ujętymi w parametrach.

Zadanie Nr 2: dostawa produktów do żywienia dojelitowego pacjentów oraz sprzętu medycznego do ich podaży

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy i przyjęta jednostka miary	Przedmiot zamówienia krótki opis i parametry (cechy) wymagane	Parametry (cechy) wyrobu oceniane	Punktacja ocenianego parametru/warunku
1	2	3	4	5	6
1.	Dieta bezresztkowa, normokaloryczna (min.1 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, do żywienia dojelitowego.	475 szt. o poj. 1000 ml	<p>Dieta bezresztkowa, normokaloryczna (min.1 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, do żywienia dojelitowego.</p> <p>a) WSKAZANIA: Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych.</p> <p>b) produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.</p>	kompozycja min. 2 rodzajów białka zawierający białko roślinne i zwierzęce [soja, białka mleka]	Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.
				osmolarność do 255 mOsm/l	Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.
				zawartość białka nie mniej niż 3,8g/100	Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.
	Proponowana dieta- Fresubin Original 1000ml			Zawiera omega 3 oraz wit D3	Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.

2.	Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna (min. 1,5 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, do żywienia dojelitowego.	1 125 szt. o poj. 1000 ml	<p>Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna (min. 1,5 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, do żywienia dojelitowego.</p> <p>a/ WSKAZANIA: Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, zwłaszcza ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i/lub ograniczeniem podaży płynów.</p> <p>b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit</p> <p>lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.</p>	<p><u>Zawiera białka mleka</u></p> <p>zawartość białka nie mniej niż 6g/100 osmolarność do 360 mOsmol/l</p> <p>bezlaktazowa</p> <p><u>Zawiera omega 3 oraz wit D3</u></p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
3.	Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego.	2 750 szt. o poj. 1500 ml	<p>Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego.</p> <p>a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne u osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem.</p> <p>b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1500 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji o posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit</p> <p>lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.</p>	<p><u>Kompozycja min.. 2 rodzajów białka zawierający białko roślinne i zwierzęce (soja, białka mleka)</u></p> <p>zawartość białka nie mniej niż 3,8g/100ml</p> <p>osmolarność min. 250 mOsmol/l</p> <p><u>kompozycja min.. 2 rodzajów błonnika</u></p> <p>bezlaktazowa</p> <p><u>Zawiera omega 3 oraz Wit D3</u></p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
4.	Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego.	1 150 szt. o poj. 1000 ml	<p>Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego.</p> <p>a/ WSKAZANIA: postępowanie dietetyczne u osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem.</p> <p>b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit</p>	<p><u>Kompozycja min.. 2 rodzajów białka zawierający białko roślinne i zwierzęce (soja, białka mleka)</u></p> <p>zawartość białka nie mniej niż 3,8g/100</p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>

	<p><u>Proponowana dieta- Fresubin Original Fibre</u></p>	<p>lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaze Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.</p>	<p>osmolarność min. 250 mOsmol/l</p> <p>bezlaktazowa</p> <p><u>Zawiera omega 3 oraz wit D3</u></p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
<p>5.</p>	<p>Dieta kompletna pod względem odżywczym, normalizująca glikemię, normokaloryczna (min. 1 kcal/ml), do żywienia dojelitowego.</p> <p>Produkt wolny od laktozy.</p> <p>a/ WSKAZANIA: <u>Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności z zaburzeniami metabolizmu glukozy.</u></p> <p>b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaze Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.</p>	<p>2 650 szt. o poj. 1000 ml</p>	<p>bezlaktazowa</p> <p>osmolarność do <u>345 mOsmol/l</u></p> <p><u>kompozycja min. 2 rodzajów błonnika</u></p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
<p>6.</p>	<p>Dieta peptydowa, kompletna pod względem odżywczym, do żywienia dojelitowego.</p> <p>a/ WSKAZANIA: <u>Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności z zaburzeniami wchłaniania.</u></p> <p>b/ produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit</p> <p>lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaze Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.</p>	<p>650 szt. o poj. 1000 ml</p>	<p>bezzrętkowa, klinicznie wolna od laktozy</p> <p>peptydowa min. 4g białka/100 ml z serwatki (mieszanka wolnych aminokwasów i krótkołańcuchowych peptydów)</p> <p>osmolarność do 455 mOsmol/l</p> <p><u>Zawiera omega 3 oraz wit D3</u></p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>

7.	Dieta w proszku, kompletna pod względem odżywczym, bezresztkowa, przeznaczona do podawania doustnego lub przez zgłębnik.	8 szt. po 430g	Dieta w proszku, kompletna pod względem odżywczym, bezresztkowa, przeznaczona do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Produkt bezglutenowy. Nie zawiera laktozy. b/ WSKAZANIA: do stosowania dietetycznego w niedożywieniu c/ produkt w proszku 430 g	Osmolarność do 320 mOsmol/l Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.
8.	Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min. 1,03 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, oparta na białku kazeinowym i sojowym, do żywienia dojelitowego	5 650 szt. o poj. 1000 ml	Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (min. 1,03 kcal/ml), kompletna pod względem odżywczym, oparta na białku kazeinowym i sojowym, do żywienia dojelitowego. Produkt klinicznie wolny od laktozy. a/ Wskazania: Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko i z małym zapotrzebowaniem na energię. Wspomaganie leczenia odleżyn i trudno gojących się ran. b/ Produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit <u>lub</u> ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp prześle Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.	Zawiera białko mleka krowiego Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. Zawiera tłuszcze LCT w tym olej rybny z EPA i DHA Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.
9.	Dieta kompletna pod względem odżywczym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa oparta na białkach mleka krowiego .	1 850 szt. o poj. 1000 ml	Dieta kompletna pod względem odżywczym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa oparta na białkach mleka krowiego . Do żywienia dojelitowego. Produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit <u>lub</u> ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp prześle Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.	zwiększona zawartość składników, które przyspieszają gojenie: argininy min. 0,22 g/100 ml, glutaminy min. 0,58/100 ml. osmolarność do 345 mOsmol/l, Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. oparta na białkach mleka krowiego , zawartość białka powyżej 7g/100 ml Nie – 0 pkt TAK - 5 pkt

					zawierająca mieszaninę błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego	NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
					obniżony współczynnik oddechowy - powyżej 41% energii z tłuszczu	NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
					tłuszcze 7,0 -8,0 g / 100ml	NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
					węglowodany 11 - 14 g/ 100ml	NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
					<u>Zawiera omega 3 oraz wit D3</u>	NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
10.	Dieta kompletna pod względem odżywczym , wysokobiałkowa, hiperkaloryczna (około 1,25 kcal/ml), bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy	125 szt. o poj. 1000 ml	Dieta kompletna pod względem odżywczym , wysokobiałkowa, hiperkaloryczna (około 1,25 kcal/ml), bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy	Produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.	- <u>Oparta na białkach mleka krowiego</u>	NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
	Proponowana dieta- <u>Fresubin HP Energy</u>		Proponowana dieta- <u>Fresubin HP Energy</u>		osmolalność do 300 mOsmol/l,	NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
					zawartość białka powyżej 6g/100 ml	NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
11.	Dieta wysokobiałkowa, bogatobiałkowa, kompletna, normokaloryczna, przeznaczona dla pacjentów o obniżonym zapotrzebowaniu energetycznym z ograniczoną mobilnością	150 szt. o poj. 1000 ml	Dieta wysokobiałkowa, bogatobiałkowa, kompletna, normokaloryczna, przeznaczona dla pacjentów o obniżonym zapotrzebowaniu energetycznym z ograniczoną mobilnością	Produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.	zawartość białka nie mniej niż 5,5 g/100 ml	NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
					Min.1 kcal/ml	NIE - 0 pkt

						TAK - 5 pkt
	Proponowana dieta- Fresubin 1200 Complete					NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
						NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
12	Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa, bogatobiałkowa	1 000 szt. o poj. 500 ml	Dieta kompletna pod względem odżywczym , wysokobiałkowa, bogatobiałkowa Produkt gotowy do użycia o poj. 500 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp prześle Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.			NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
	Proponowana dieta- Supportan					NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
13	Dieta kompletna, normokaloryczna (1kcal/ml)	1 000 szt. o poj. 1000 ml	Dieta kompletna, normokaloryczna (1kcal/ml) Produkt gotowy do użycia o poj. 1000 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp prześle Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.			NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
	Proponowana dieta- Fresubin Original Fibre 1000ml					NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
14	Dieta kompletna pod względem odżywczym , wysokobiałkowa	500 szt. o poj. 500 ml	Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa, bezresztkowa Produkt gotowy do użycia o poj. 500 ml z możliwością podawania w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego w wersji do posiadanych już pomp Flocare 800 i Flocare Infinity z końcówkami typu ENFit lub ewentualnie innych pomp do podaży diet dojelitowo, o ile Wykonawca po 20 szt. takich pomp prześle Zamawiającemu nieodpłatnie na warunkach opisanych w pkt. 18 i 19.			NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
	Proponowana dieta- Fresubin HP Energy					NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
						NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt

15	<p>Produkt do szybkiego zagęszczania płynów (napojów i pokarmów) na bazie gumy ksantanowej Do postępowania dietetycznego w dysfagii.</p> <p>125 szt. po 126g</p> <p>Produkt wydajniejszy Thick & Easy Clear</p>	<p>Produkt do szybkiego zagęszczania płynów (napojów i pokarmów) na bazie gumy ksantanowej Do postępowania dietetycznego w dysfagii.</p>	<p>Bezglutenowy i bezlaktazowy</p> <p>NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt</p>	TAK - 5 pkt
16	<p>Dieta cząstkowa w proszku będąca źródłem białka i wapnia</p> <p>375 szt. po 300g</p> <p>Proponowany produkt- Thick & Easy Clear</p>	<p>Dieta cząstkowa w proszku będąca źródłem białka i wapnia Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko.</p>	<p>Energetyczność min. 2,9kcal/1g</p> <p>Wapń min. 60mg/100g</p> <p>NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt</p>	NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt
17.	<p>Zestaw grawitacyjny do worków tj. zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą ze zglębniakiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™.</p> <p>1500 szt.</p> <p>Proponowany produkt- Graviset Varioline ENFit</p>	<p>Zestaw grawitacyjny do worków tj. zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą ze zglębniakiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™.</p>	<p>bezglutenowa</p> <p>NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt</p> <p>Nie zawiera DEHP</p> <p>System połączeń ENFit ze zglębniakiem</p> <p>System połączeń ENFit zgodny z wytycznymi PN-EN ISO 80369-3:2016 lub normy równoważnej i GEDSA (Globalnego Stow. Dostawców Urządzeń Dojelli).</p> <p>Posiada nasadkę ochronną na kurz ENFit</p> <p>Nie zawiera lateksu</p> <p>NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt.</p> <p>Nie - 0 pkt. Tak - 5 pkt.</p>	NIE - 0 pkt. Tak - 5 pkt.
18.	<p>Zestaw do pompy Flocare® 800, do worków tj. zestaw do żywienia dojelitowego służący do</p> <p>250 szt.</p>	<p>Amika Pump set Varioline EnFit Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika o długości 250 cm z komora kroplowa, zamykanym</p>	<p>Zestaw rekomendowany przez producenta pompy Amika zgodnie z instrukcją obsługi pompy</p> <p>NIE - 0 pkt. Tak - 5 pkt.</p>	NIE - 0 pkt. Tak - 5 pkt.

połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem ENFit™	<p>Proponowany produkt- Amika Pump set Varioline EnFit</p>	<p>kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP.</p> <p>Zestawy do podażi diet (przetoczeń diety) muszą spełniać jeden z 2 warunków:</p> <p>1) będą one kompatybilne z posiadanymi już przez Zamawiającego 2 pompami Flocare 800, lub</p> <p>2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie 20 szt. nowych pomp do podażi diet zapewniając gwarancję z serwisem gwarancyjnym na koszt Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy. <i>W tych okolicznościach w specyfikacji cenowej lub treści oferty musi znaleźć się jednoznaczne oświadczenie o gotowości nieodpłatnego przekazania 2 szt. pomp do podażi diet dojelitowo, które posiadają certyfikat CE (deklaracja zgodności) i są dopuszczone do stosowania.</i></p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
19. Zestaw do pompy Flocare® Infinity, do worków tj. zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem ENFit™.	<p>3 000 szt.</p>	<p>Amika Pump set Varioline EnFit Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompe Amika o długości 250 cm z komora kroplowa, zamkniętym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP.</p> <p>Zestawy do podażi diet (przetoczeń diety) muszą spełniać jeden z 2 warunków:</p> <p>1) będą one kompatybilne z posiadanymi już przez Zamawiającego 2 pompami Flocare Infinity, lub</p> <p>2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie 20 szt. nowych pomp do podażi diet diet zapewniając gwarancję z serwisem gwarancyjnym na koszt Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy. <i>W tych okolicznościach w specyfikacji cenowej lub treści oferty musi znaleźć się jednoznaczne oświadczenie o gotowości nieodpłatnego przekazania 2 szt. pomp do podażi diet dojelitowo, które posiadają certyfikat CE (deklaracja zgodności) i są dopuszczone do stosowania.</i></p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
Proponowany produkt- Amika Pump set Varioline EnFit			<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
20. Zgłębnik PUR z prowadnicą przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego.	<p>100 szt.</p>	<p>Zgłębnik PUR z prowadnicą przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Blizszy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podażi diet Flocare. Bezpieczny, łatwy do założenia, cienki. Do wymiany co 6 tygodni. Zgłębnik łączy się z opakowaniem diety przez zestaw do podażi diety. Wolny od DEHP, nie zawiera lateksu. Dołączona prowadnica ułatwiająca zakładanie. Rozmiar: CH 10/120 i 12/120cm</p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
Proponowany produkt- Freka Tube 10 CH/120 CM i 12 CH/120 CM			<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>

21.	Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewn. balonem mocującym.	60 szt.	<p>Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewn. balonem mocującym.</p> <p>Wypełnianie balonu (zawór czerwonny) 15 ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniодajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębника względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębника zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębника umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębника w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni kształt, który kieruje położenie zgłębника na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo.</p> <p>Rozmiar: CH 18/ 23, CH 20/23.</p>	<p>długości wprowadzonego zgłębника, trzy linie kontrastujące w promieniach RTG</p> <p>Wykonany z przezroczystego silikonu</p> <p>Koniec bliższy posiada dwa porty: do podawania diety(ENFit) i napełniania balonu mocującego</p> <p>Zakładanie i wymiana nie wymaga endoskopu, może być dokonane w warunkach szpitalnych i domowych. Część zgłębника znajdująca się na odcinku balona posiada cieniодajne właściwości widoczne w promieniach RTG</p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt..</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
22.	Zestaw do przeszskórnej endoskopowej jejunostomii (PEG/J) z łącznikiem typu EnFit	75 szt.	<p>Zestaw do przeszskórnej endoskopowej jejunostomii (PEG/J) z łącznikiem typu EnFit do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy. Umożliwia jednoczesną dekompresję żołądka i żywienie do jelita.</p> <p>Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark®, która po usunięciu przewodnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zawiera podziałkę centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębника.</p>	<p>Założenie nie wymaga operacji na jamie brzusznej</p> <p>Nieprzezroczysty, poliuretanowy zgłębnik kontrastuje w promieniach RTG</p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p> <p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>

			<p>Prowadnia zgłębnika pokryta jest silikonem i posiada kulkową końcówkę ułatwiającą jej zakładanie. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada cztery boczne otwory na różnych poziomach, zakończony jest "ślepo" końcówką z dodatkowym otworem umożliwiającym np. założenie pętli z nici ułatwiającej pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową i tzw. antenką z kuleczką umożliwiającą chwycenie jej kliszczykami endoskopu. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie zawiera części luzem, w tym zapasowy łącznik do zmiany długości docelowej zgłębnika jejunostomijnego.</p> <p>Rozmiar: CH 9/105 cm</p>	<p>Do stosowania z Flocare PEG CH 18.</p> <p>PEGJ w połączeniu z PEG CH18 służy do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy, poprzez wytworzoną gastrostomię PEG Ch 18</p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
23.	<p>Strykawka enteralna 60 ml z końcówką typu ENfit</p>	<p>1 500 szt.</p>	<p>Strykawka enteralna 60 ml z końcówką typu ENfit</p>	<p>Kosrukcja złącza EnFit w pełni kompatybilna z oferowanymi PEG, G-Tube i zgłębnikami</p> <p>System połączeń ENFit zgodny z wytycznymi PN-EN ISO 80369-3:2016 lub normy równoważnej i GEDSA (Globalnego Stow. Dostawców Urządzeń Dojelit.)</p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.</p>
24.	<p>Konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit, ze strzykawką EnLock</p>	<p>250 szt.</p>	<p>Konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit, ze strzykawką EnLock</p>	<p>Bez oceny</p>	<p>Bez oceny</p>
25	<p>Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock</p>	<p>100 szt.</p>	<p>Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock</p>	<p>Bez oceny</p>	<p>Bez oceny</p>
26	<p>Złącze bolus do pobierania diety dojelitowej z worka strzykawka EnFit</p>	<p>250 szt.</p>	<p>Złącze bolus do pobierania diety dojelitowej z worka strzykawka EnFit</p>	<p>Bez oceny</p>	<p>Bez oceny</p>
27	<p>Łącznik PEG CH14,18</p>	<p>250 szt.</p>	<p>Łącznik PEG CH14,18</p>	<p>Bez oceny</p>	<p>Bez oceny</p>

Odpowiedzi na pytanie Nr 4 i szczegółowe zapytania w tabeli:

Pozycja **Nr 1** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów wymaganych i ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 2** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów wymaganych i ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 3** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 4** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 5** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów wymaganych i ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 6** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów wymaganych i ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 7** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów wymaganych i ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 8** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów wymaganych i ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 9** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów wymaganych i ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 10** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 11** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 12** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 13** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 14** - nie wyrażamy zgody na wnioskowane zmiany cech i parametrów ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 15** - dopuszczamy pozycji nr 15 produkt do szybkiego zagęszczania płynów (napojów i pokarmów) na bazie gumy ksantanowej o pojemności 126 g - wtedy należy wyliczyć **pojemność „równoważną” tj. 174 szt. po 126 g**. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 16** - dopuszczamy pozycji nr 16 dietę cząstkową w proszku będącą źródłem białka i wapnia o pojemności 300 g - wtedy należy wyliczyć **pojemność „równoważną” tj. 375 szt. po 300 g**. Nie wyrażamy zgody na zmiany cech i parametrów wymaganych i ocennych przedstawionych w tabeli. Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 17** - Nie możemy odnieść się do nazwy produktu wskazanego w zapytaniu poprzez podanie konkretnej nazwy.

Pozycja **Nr 18** - dopuszczamy zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika o długości 250 cm z komorą kropłową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit, wolny od lateksu i DEHP, *o ile diety spełniające wymagania SWZ będą podawane przez przekazaną pompę Amika Pump na czas realizacji zamówienia, o której mowa w zapytaniu.*

Pozycja **Nr 19** - dopuszczamy zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika o długości 250 cm z komorą kropłową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit, wolny od lateksu i DEHP, *o ile diety spełniające wymagania SWZ będą podawane przez przekazaną pompę Amika Pump na czas realizacji zamówienia, o której mowa w zapytaniu.*

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
im. Ks. Jerzego Popiełuszki

mgr Grażyna Śmiarowska