



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 19.10.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 28/2021

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym na dostawę materiałów szewnych oraz klipsownic do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 6

dotyczy Zadanie nr 8

1. Poz. 3

a) Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera laparoskopowego, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5 mm, a po zamknięciu 1,5 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

LUB

b) Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera laparoskopowego, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5 mm, a po zamknięciu 1,0 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązanie.

2. Poz. 4, 5, 9, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki wykonane z drutu o przekroju okrągłym na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązanie.

3. Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, rozmiar 80 mm, o długości linii szwu 85,1mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązanie.

4. Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, rozmiar 80 mm, o długości linii szwu 85,1mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązanie.

5. Poz. 6, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu o przekroju okrągłym na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa na jakość zespolenia, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowanym ogranicznikiem zapobiegającym wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwa obsługa staplera jedną ręką (w trybie automatycznym, gdzie ogranicznik tkanki wysuwany jest poprzez ściśnięcie rękojeści) lub za pomocą dwóch rąk, gdy



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

przewodnik wysuwany jest za pomocą przycisku, znajdującego się na górze staplera. Prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązanie.

KOMENDANT

M.J. 91/ 810 59 82

Z upoważnienia
Komendanta
ppik mgr Krzysztof JURKOWSKI