

L.p.	Nazwa asortymentu	Parametry techniczne	j.m	Ilość
1.	Pałeczka w próbówce do pobierania wymazów	<ul style="list-style-type: none"> • wymazówka składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej; • pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie i pęknięcie tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jednym jego końcu chłonnym, bawełnianym podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań; • tulejka ochronna z otwartym końcem, wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniająca funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego przed zanieczyszczeniem obcym materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego, skonstruowana tak, aby bawełniane podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, znajdując się w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu; • jałowa, sterylizowana radiacyjnie, czysta od PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą upoważnioną do tego rodzaju testowania; • pakowana jednostkowo, w opakowaniu opatrzonym numerem serii, data produkcji, data ważności, informacją o sterylności czystości PCR; • opakowanie jednostkowe – torebka foliowa z umieszczonymi danymi o wyrobie: nazwa, seria, termin ważności; • opakowanie zbiorcze - 100 sztuk; • Termin ważności pałeczki – minimum 24 miesiące 	Szt.	2000

Opracował:
Michał Jakubczyk