



INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa lasera do fotokoagulacji siatkówki”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści lampę do fotokoagulacji siatkówki o parametrach:

Typ lasera: optycznie pompowany półprzewodnikowy
Długość fali - 577 nm
Rodzaj pracy – fala ciągła, tryb SP-mode (tryb mikrosekundowy)
Czas trwania impulsu 0,01 s– 3,0 s
Czas przerwy między impulsami 0,01s - 3,0 s
Wielkość ogniska lasera regulowana w zakresie: -100 µm – 500 µm w trybie pattern, - 50 µm – 500 µm w trybie jednoogniskowym
Regulacja mocy promieniowania do 2000 mW
Tryb typu SP-mode (mikrosekundowy - wiązka ciągła lasera podzielona dla uzyskania ochrony termicznej tkanki) 5%, 10%, 15%, 20%, 30% cyklu pracy
Rodzaje patternów (wzorów): - pojedynczy - liniowy - kwadratowy (2x2, 3x3, 4x4, 5x5) - łuki (pojedyncze, podwójne, potrójne) - ¼ okręgu, ½ okręgu, ¾ okręgu - okrąg - linie równoległe-kolejne przesunięte na długości o połowę spotu w stosunku do poprzedniej (układy 2x, 3x3, 4x4, 5x5)
Możliwość zmiany szerokości, gęstości i rotacji patternów
Promień celujący - dioda laserowa
Klasa bezpieczeństwa IV (4)
Ustawianie i wybór parametrów za pomocą dotykowego ekranu LCD o wielkości 10,7 cala
Typ lasera: diodowy czerwony
Długość fali – 635 nm




WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Moc regulowana do 1 mW
LASEROWA LAMPA SZCZELINOWA
Oświetlenie LED 2.85V 10W
Lampa typu ZEISS
Laser zintegrowany z lampą szczelinową poprzez moduł płynnej regulacji ogniska, bez odchylanego-ruchomego attachmentu
Oświetlenie- współogniskowo z optyką biomikroskopu
5 powiększeń lampy szczelinowej
Długość/szerokość szczeliny: 0-14mm
Filtry: beczcerwienny, kobaltowy, absorbujący ciepło
Lampa szczelinowa z joystickiem mającym charakter mikromanipulatora (sterowanie spotem we wszystkich kierunkach)
Filtr bezpieczeństwa wbudowany na stałe w biomikroskop lampy szczelinowej
Stolik elektryczny

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.


KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zakupów Publicznych
Romana Komora


Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

