



# *Dla małych wojowników*

*Prezentujemy SenSura® Mio Baby  
oraz SenSura® Mio Kids*

*SenSura® Mio*



Częsta wymiana produktów do zaopatrzenia stomii może być stresująca dla niemowląt. Szczególnie w przypadku wcześniaków każdy stres może negatywnie wpłynąć na ich rozwój w tym krytycznym okresie.<sup>1,2</sup>

## Typowe problemy

---

<b>Ciało</b>	Małeńkie, delikatne
<b>Skóra</b>	Delikatna, niedojrzała
<b>Stomie</b>	Małeńkie, o różnym kształcie i umiejscowieniu
<b>Wydalane treści</b>	Agresywne o różnej objętości
<b>Obsługa</b>	Czasochłonna, stresująca i negatywnie oddziałująca na pacjenta
<b>Środowisko</b>	Trudne warunki (inkubator)



Dłuższy czas noszenia – mniej stresu



# SenSura<sup>®</sup> Mio Baby

od 30 tygodnia ciąży do 6 miesiąca życia

Prezentujemy specjalne rozwiązanie dla wcześniaków i noworodków

W jaki sposób SenSura Mio Baby spełnia specyficzne potrzeby nawet najmniejszych noworodków, ułatwiając jednocześnie pielęgnację stomii:

## 1. Elastyczny i przyjazny dla skóry przylepiec

Warstwa przylepca została opracowana tak, aby dopasowywać się do kształtu ciała wcześniaków i zapewniać długotrwałe przyleganie.

## 2. Miękki kołnierz

Umożliwia zamocowanie worka na płytce bez silnego dociskania podbrzusza.

## 3. Miękkie, łatwe w użyciu ujęcie

Kompatybilne ze strzykawkami, by ułatwić opróżnianie worka przy minimalnym zakłócaniu spokoju dzieci. Miękką, wodoodporną tkaniną jest delikatna dla skóry dziecka.

## 4. Port umożliwiający ponowne odżywianie

Ułatwia procedurę ponownego odżywiania, ograniczając zakłócanie spokoju małego pacjenta.



*SenSura Mio Baby została zaprojektowana także z myślą o ułatwieniu pielęgniarce codziennej opieki nad najmniejszymi pacjentami*

- Zmniejsza czas, jaki trzeba poświęcać na obsługę sprzętu stomijnego
- Ogranicza stres negatywnie oddziałujący na pacjenta
- Ułatwia zaspokajanie indywidualnych potrzeb wcześniaków i noworodków (brak otworu startowego)
- Umożliwić dostęp do stomii w celu ponownego odżywiania




















„Kluczowe znaczenie  
ma zapewnienie  
niemowlętom  
maksymalnego  
komfortu. Łatwe  
w obsłudze produkty  
do pielęgnacji stomii  
znacząco ułatwiłyby  
im życie”

June, pediatryczna pielęgniarka stomijna



## Asortyment produktów

		Kod produktu	Nazwa produktu	
Niemowlęta		18700	SenSura Mio Baby – worek stomijny dla niemowląt, Flex, 2-częściowy, neutralny szary, 40 mm	poz. 2
		18705	SenSura Mio Baby – płytka stomijna dla niemowląt, Flex, 2-częściowy, 0-40 mm	poz. 3
Małe dzieci – worki sprzęt 1-częściowy		18710	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, 1-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 0-35 mm, Midi	
		18711	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, 1-częściowy, otwarty, przezroczysty, 0-35 mm, Midi	
		18712	SenSura Mio Kids – worek urostomijny dla dzieci, 1-częściowy, przezroczysty, 10-35 mm	
		18713	SenSura Mio Kids – worek urostomijny dla dzieci, 1-częściowy, neutralny szary, 10-35 mm	
Małe dzieci – worki sprzęt 2-częściowy		18720	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 27 mm, Mini	
		18721	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, przezroczysty, 27 mm, Mini	
		18722	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 27 mm, Midi	
		18723	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, przezroczysty, 27 mm, Midi	
		18724	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, z okienkiem, neutralny szary, 35 mm, Midi	
		18725	SenSura Mio Kids – worek stomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, otwarty, przezroczysty, 35 mm, Midi	
		18730	SenSura Mio Kids – worek urostomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, neutralny szary, 27 mm	
		18731	SenSura Mio Kids – worek urostomijny dla dzieci, Flex, 2-częściowy, neutralny szary, 35 mm	
Małe dzieci – płytki sprzęt 2-częściowy		18735	SenSura Mio Kids – płytka stomijna dla dzieci, Flex, 2-częściowy, 27 mm, 0-27 mm	
		18747	SenSura Mio Kids – płytka stomijna dla dzieci, Flex, 2-częściowy, 35 mm, 0-35 mm	
Produkt do usuwania przylepca dla dzieci		12014	Brava Środek do usuwania przylepca dla niemowląt	

1. Levy et al., Impact of Hands-On Care on Infant Sleep in the Neonatal Intensive Care Unit, *Pediatr Pulmonol*, 2017
2. Zeiner et al., Preterm Infants Behavior and Skin Conductance Responses to Nurse Handling in NICU, *J Matern Fetal Neonatal Med*, sierpień 2016
3. W porównaniu do standardu opieki. Weryfikacja na podstawie badań laboratoryjnych Coloplast
4. Coloplast, badanie kliniczne, 2010, 61% dla ileostomii, 53% dla kolostomii.