

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama - Kościalkowskiego**



15-471 Białystok ul. Fabryczna 27  
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01  
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 22 grudnia 2023 r.

DZP.2344.57.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów ortopedycznych

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego, dokonuje modyfikacji odpowiedzi na ostatnie pytanie z wyjaśnień treści SWZ opublikowanych 22.12.2023 r.:

**Było:**

**Pakiet nr 19**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści implanty równoważne:

- Trzpień ze stopu tytanu, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony, w 2/3 części bliższej pokryty porowatą tytanową okładziną napyłaną próżniowo. Trzpień typu „MIS”, krótki, blokowany w nasadzie. Dostępny w min. 10 rozmiarach, kąt CCD 135°, stożek 12/14. Opcjonalnie trzpień lateralizowany 128° i dodatkowo trzpień długi;
- Panewka tytanowa Press - fit, rozmiary 44-68 mm (skok co 2 mm), posiadająca otwory na śruby;
- Wkładka, możliwość zastosowania 2 wersji wkładek z inklinacją 10° ( asymetryczna obejmująca średnicę wkładki i asymetryczna obejmująca promień wkładki) Wkładka umożliwiającą łatwość wymiany w czasie operacji;
- Głowa ceramiczna 28/32/36mm;
- Głowa metalowa o rozmiarach 28 - 32 o min. 3 długościach szyjki;
- ostrze do posiadanego napędu;
- Śruba do panewki tytanowej Press - fit w rozmiarze 16 - 68 mm (skok co 4 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Powinno być:**

**Pakiet nr 19**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści implanty równoważne:

- Trzpień ze stopu tytanu, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony, w 2/3 części bliższej pokryty porowatą tytanową okładziną napyłaną próżniowo. Trzpień typu „MIS”, krótki, blokowany w nasadzie. Dostępny w min. 10 rozmiarach, kąt CCD 135°, stożek 12/14. Opcjonalnie trzpień lateralizowany 128° i dodatkowo trzpień długi;
- Panewka tytanowa Press - fit, rozmiary 44-68 mm (skok co 2 mm), posiadająca otwory na śruby;
- Wkładka, możliwość zastosowania 2 wersji wkładek z inklinacją 10° ( asymetryczna obejmująca średnicę wkładki i asymetryczna obejmująca promień wkładki) Wkładka umożliwiającą łatwość wymiany w czasie operacji;
- Głowa ceramiczna 28/32/36mm;
- Głowa metalowa o rozmiarach 28 - 32 o min. 3 długościach szyjki;
- ostrze do posiadanego napędu;
- Śruba do panewki tytanowej Press - fit w rozmiarze 16 - 68 mm (skok co 4 mm).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.